

eakin dot® ワンピースソフトコンベックス イレオストミーパウチ
クラス最大径のワイドサイズ
フリーカット新発売

↑
eakin dot® ワンピース イレオ
新発売
〈ワイドサイズ〉
60mm
フリーカット
↓

術直後から使えるその理由:

- ✓ 唯一の60mmフリーカット
- ✓ 装着時の高い安心感¹
- ✓ 柔らかさ²と快適さ^{3,4}
- ✓ 使い易い排出口^{3,4}

eakin
dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

ユニークな60mmフリーカットを術直後から

ソフトコンベックスイレオパウチの第一選択、その4つの理由

1. 唯一の60mmフリーカット

イーキンドットワンピースソフトコンベックスイレオストミーパウチに60mmのワイドなフリーカットが加わりました。ストーマが安定するまでの術直後や細心なケアを要するストーマにも適します。^{5,6,7}

- ✓ クラス最大の孔径
- ✓ ストーマサイズの変化に合わせて選べる幅広いプレカットの選択肢

2. 装着時の高い安心感¹

肌にやさしく5日間の貼付が期待でき、管理困難な症例にも安心です。

- ✓ 装具装着期間を延ばす新開発の *skinsmart*[®] ハイドロコロイド (CPBS系、貼付期間の目安3~5日)
- ✓ 抜きん出た安心感、強い初期タック、延長された装具装着期間¹

3. 柔らかさ² と快適さ^{3,4}

発泡樹脂に裏打ちされたしなやかでクッション性のある面板が、術直後のストーマや細心のケアを要するストーマに適します。

- ✓ 圧迫潰瘍を起こしにくい面板の構造と形状
- ✓ 腹壁の形状に自然になじみ、漏れのリスクを減らします



細心のケアを要するストーマに^{5,6,7}

4. 使い易い排出口^{3,4}

大きく柔らかい排出口基部を絞れば、排出時の流れをコントロールして容易に装具を空にできます。大口径の排出口はドレナージチューブに接続でき入院時や在宅での使用に適します。

- ✓ 柔らかくて絞り易い
- ✓ 確実に閉鎖できます



eakin dot® ワンピース ソフトコンベックス イレオストミーパウチのユーザー評価(日本)³:

95%*の方が装着時の安心感を評価 (n=43)

95%*の方が装着時の快適さを評価 (n=40)

95%*の方が排出し易さを評価 (n=41)

76%*の方が従来の装具に替えて選択したい (n=49)

さらなるメリット:

- ✓ キャップ留め具を使えばより衛生的
- ✓ 柔らかいベルトタブにストーマベルトを付ければさらに安心
- ✓ 肌触りの良い不織布が快適さをもたらします
- ✓ 内部を確認し易い透明フィルム
- ✓ 切れ目がある不織布は入浴時に水切りがよい

eakin
dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

ご注文にあたって

製品コード	品名	孔径	入数	希望小売価格 (非課税)
841000NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 12-40mm	10	¥9,500
841001NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 15-60mm	10	¥11,900
841002NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	20mm	10	¥9,500
841004NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	25mm	10	¥9,500
841005NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	27.5mm	10	¥9,500
841006NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	30mm	10	¥9,500
841008NF	eakin dot® イーキンドット イレオ コンベックス	35mm	10	¥9,500

サンプルをご用命ください



サンプルのご要望や担当者の訪問をご希望の
際はお電話ください **03-6229-3830**
ご連絡をお待ちしています

イーキンジャパン株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂5-4-12 TGA AKASAKA 6F

tel: 03-6229-3830
fax: 03-6229-3831
email: mail@eakin.co.jp
web: www.eakin.co.jp

1. User trials on skinsmart hydrocolloid for longer-life wear. Data on file 2017-2018.
2. Eakin data on file.
3. Analysis and evaluation of eakin dot 1-piece convex ileo pouch by WOCN in Japan. Data on file Nov 2017-Jun 2018
4. User evaluations of eakin dot 1-piece. Data on file 2016.
5. Cottam J., and Richards K., 'Closing the audit loop -Stoma complications within 3 weeks of surgery.' Gastrointestinal Nursing vol. 9 no. 9. November 2011
6. Butler D., 'Early Postoperative Complications Following Ostomy Surgery', J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(5):513-519
7. Hoeflock J., et al 'Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an international Consensus Meeting', JWOCN Jan/Feb 2017